


Anticorpo Monoclonal Anti-Pbrm1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q86U86

Número do item: CM0002285



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao PBRM1 (BAF180), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Ideal para estudos de remodelagem da cromatina e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PBRM1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	PB1; RCC; BAF180; SMARCH1; PBRM1
ESPÉCIE	Humano
ID do Gene (Humano)	55193
ID do Gene	55193
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 530-680 do PBRM1 humano (Q86U86)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q86U86
Peso do Proteína	193 kDa
Envio	Saco de gelo