


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Pbrm1 Para Wb, Ip, Elisa - Q86U86

Número do item: CM0027261



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra PBRM1 (BAF180) humano, validado para WB, IP e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Direciona-se a um fator de remodelação da cromatina SWI/SNF com atividade de supressor tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PBRM1 Rabbit pAb
Observações/Alias	PB1; RCC; BAF180; SMARCH1; PBRM1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55193
ID do Gene	55193
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-230 do PBRM1 humano (NP_060783.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q86U86
Peso da Proteína	193kDa
Transporte	Saco de gelo