

Anticorpo Monoclonal Anti-Pbr/Tspo Para Wb - P30536

Número do item: CM0009004

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante contra PBR/TSPO humano (TSPO, PBR), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta proteínas humanas e de camundongo. Ideal para pesquisas sobre transporte mitocondrial e de colesterol.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PBR/TSPO Rabbit mAb
Observações/Apelido	DBI; IBP; MBR; PBR; PBS; BPBS; BZRP; PKBS; PTBR; mDRC; pk18; TSPO1; PBR/TSPO
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	706
GeneID	706
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 70-169 do PBR/TSPO humano (P30536).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P30536
Peso da Proteína	19kDa
Envio	Saco de gelo