

Anticorpo Policlonais Anti-Pbx3 Para Wb E Elisa - P40426

Número do item: CM0024601

introdução

PBX3 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal que reconhece o fator de transcrição humano PBX3. Validado para WB e ELISA, apresenta reatividade cruzada com amostras humanas e de camundongo. Ideal para estudos de regulação da transcrição e desenvolvimento biológico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PBX3 Rabbit pAb
Observações/Alias	PBX3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5090
ID do Gene	5090
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do PBX3 humano (NP_006186.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P40426
Peso da Proteína	47kDa
Transporte	Bolsa de gelo