

Anticorpo Monoclonal Anti-Pcbd1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P61457

Número do item: CM0009664

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra PCBD1 humano (Pterin-4-alfa-carbinolamina desidratase). Validado para WB, IHC-P, ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisas de biossíntese de tetrahydrobiopterina e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PCBD1 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	PCD; PHS; DCOH; PCBD; PCBD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5092
GeneID	5092
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-104 do PCBD1 humano (P61457).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61457
Peso da Proteína	12kDa
Envio	Bolsa de gelo