

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pcbd1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P61457

Número do item: CM0028321

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PCBD1 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de biossíntese de tetrahydrobiopterina e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PCBD1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PCD; PHS; DCOH; PCBD; PCBD1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5092
ID do Gene	5092
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61457
Peso da Proteína	12kDa
Envio	Saco de gelo