


Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Pcca Para Wb, Ihc-P, Elisa - P05165

Número do item: CM0029041



introdução

Anticorpo policlonar de coelho anti-PCCA validado para western blot, imunohistoquímica em parafina e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Tem como alvo a cadeia alfa da propionil-CoA carboxilase, envolvida no catabolismo de aminoácidos de cadeia ramificada.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PCCA Coelho pAb
Observações/Apelido	PCCA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5095
GeneID	5095
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 449-728 da PCCA humana (NP_000273.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonares
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05165
Peso Molecular da Proteína	80kDa
Envio	Bolsa de gelo