


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pccb [Validado Por Ko] Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05166

Número do item: CM0006665



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-PCCB validado por KO para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta PCCB humano, de camundongo e rato, uma enzima mitocondrial envolvida na carboxilação do propionil-CoA. Matéria-prima para IVD exclusiva para pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Anti-PCCB de Coelho [Validado por KO]
Observações/Apelido	PCCB; CB
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5096
GeneID	5096
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 260-539 da PCCB humana (NP_000523.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05166
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Bolsa de gelo