


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pccb Para Wb E Elisa - P05166

Número do item: CM0025095



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa a cadeia beta da propionil-CoA carboxilase humana (PCCB). Validado para aplicações de Western blotting (WB) e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo. Ideal para pesquisas sobre metabolismo mitocondrial, catabolismo de aminoácidos de cadeia ramificada e acidemia propiônica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PCCB Rabbit pAb
Observações/Apelido	PCCB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5096
GeneID	5096
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 260-539 do PCCB humano (NP_000523.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P05166
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Saco com gelo