

## Anticorpo Policlonal Anti-Pcdh1 Para Wb E Elisa - Q08174

Número do item: CM0017294



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Protocaderina-1 (PCDH1, PC42) humana para Western blotting e ELISA. Adequado para pesquisa em adesão celular e neurobiologia.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | PCDH1 Rabbit pAb                                                                                                          |
| Observações/Alias   | PC42; PCDH42; PCDH1                                                                                                       |
| Espécie             | Humano                                                                                                                    |
| ID do Gene (Humano) | 5097                                                                                                                      |
| ID do Gene          | 5097                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-220 da PCDH1 humana (NP_002578.2) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                    |
| SWISS               | Q08174                                                                                                                    |
| Peso da Proteína    | 115kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                             |