


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pcdh15 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Qu1

Número do item: CM0018499



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a protocaderina-15 humana, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Tem como alvo uma proteína crítica para a função retinal e coclear; adequado para pesquisas sobre audição e visão.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PCDH15 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	USH1F; CDHR15; DFNB23; PCDH15
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	65217
ID do Gene	65217
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 160-400 da PCDH15 humana (NP_001136235.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96QU1
Peso da Proteína	216kDa
Transporte	Saco de gelo