

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pcdha12 Para Wb E Elisa - Q9Un75

Número do item: CM0030073

### introdução

Este anticorpo policlonal de coelho tem como alvo a protocaderina alfa-12 (PCDHA12), uma proteína de adesão celular neuronal. Validado para WB e ELISA, reconhece PCDHA12 humana, de rato e de camundongo (~102kDa). Ideal para pesquisa em neurociência.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro                  | Valor                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto            | PCDHA12 pAb de Coelho                                                                                                        |
| Observações/Apelido        | PCDH-ALPHA12; PCDHA12                                                                                                        |
| Espécie                    | Humana                                                                                                                       |
| GeneID (Humano)            | 56137                                                                                                                        |
| GeneID                     | 56137                                                                                                                        |
| Imunógeno                  | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 713-792 da PCDHA12 humana (NP_114070.1) |
| Fonte                      | Coelho                                                                                                                       |
| Categoria                  | Anticorpos Policlonais                                                                                                       |
| Aplicação                  | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Reatividade Cruzada        | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                     |
| SWISS                      | Q9UN75                                                                                                                       |
| Peso Molecular da Proteína | 102kDa                                                                                                                       |
| Transporte                 | Bolsa de Gelo                                                                                                                |