

Anticorpo Policlonal Anti-Pcdha13 Para Wb, Elisa - Q9Y5I0

Número do item: CM0029068

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à protocaderina alfa-13 (PCDHA13), validado para Western blot e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas em neurociência sobre conexões neuronais e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PCDHA13 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CNR5; CNRN5; CNRS5; CRNR5; PCDH-ALPHA13; PCDHA13
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	56136
ID do Gene	56136
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-360 da PCDHA13 humana (NP_061727.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y5I0
Peso da Proteína	102kDa
Envio	Saco de gelo