

Anticorpo Policlonal Anti-Pcdhb16 Para Wb, Elisa - Q9Nrj7

Número do item: CM0022809

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PCDHB16 humano, validado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Útil para o estudo da adesão celular neuronal e das conexões específicas do cérebro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PCDHB16 Rabbit pAb
Observações/Alias	ME1; PCDH3X; PCDHB8a; PCDH-BETA16; PCDHB16
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	57717
ID do Gene	57717
Imunógeno	Proteína Recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9NRJ7
Peso da Proteína	85kDa
Envio	Bolsa de gelo