


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pcf11 Para Wb, Elisa - 094913

Número do item: CM0020220



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra PCF11 humano, um componente do complexo II de clivagem do pré-mRNA. Validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo. Ideal para pesquisas sobre terminação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PCF11 pAb de coelho
Observações/Alias	PCF11
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	51585
ID do gene	51585
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1256-1555 de PCF11 humano (NP_056969.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	O94913
Peso da proteína	173 kDa
Envio	Bolsa de gelo