

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pcgf1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bsm1

Número do item: CM0029948



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PCGF1 humano (NSPc1, RNF68) validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta humano, rato, rato. Útil para estudar complexos do grupo Polycomb, repressão transcricional, remodelação da cromatina e proliferação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PCGF1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	NSPC1; RNF68; RNF3A-2; 2010002K04Rik; PCGF1
Espécie	Humano
GeneID	84759
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 160-259 do PCGF1 humano (NP_116062.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9BSM1
Peso Proteico	30kDa
Envio	Saco de Gelo