

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Pcgf6 (Pab) Para Wb E Elisa - Q9Bye7

Número do item: CM0028360



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra PCGF6 humano (MBLR/RNF134), um componente do PRC1. Validado para WB e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Para estudos epigenéticos e de desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PCGF6 pAb de Coelho
Observações/Alias	MBLR; RNF134; PCGF6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	84108
ID do Gene	84108
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 161-350 do PCGF6 humano (NP_001011663.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BYE7
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco de gelo