

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Pcif1 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9H4Z3

Número do item: CM0006365



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra PCIF1, validado para Western blotting, imuno-histoquímica (parafina), imunoprecipitação e ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Adequado para estudos de metilação do cap no processamento de mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado KO] Anticorpo Monoclonal Coelho PCIF1
Observações/Apelido	CAPAM; hCAPAM; hPCIF1; C20orf67; PPP1R121; F1
Espécie	Humano
ID do Gene	63935
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do PCIF1 humano (NP_071387.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H4Z3
Peso Proteico	81kDa
Remessa	Saco de Gelo