

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pcif1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H4Z3

Número do item: CM0018859



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PCIF1 humano (CAPAM), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Para uso em pesquisa em estudos de epitranscriptômica e metilação do cap de mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PCIF1 Coelho pAb
Observações/Apelido	CAPAM; hCAPAM; hPCIF1; C20orf67; PPP1R121; PCIF1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	63935
GeneID	63935
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do PCIF1 humano (NP_071387.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H4Z3
Peso Proteico	81kDa
Envio	Em saco de gelo