

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pcif1 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9H4Z3

Número do item: CM0022997



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a metiltransferase de mRNA cap PCIF1 (CAPAM) humana, validado para WB, IHC-P, IP e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Tem como alvo os aminoácidos 1-200 de NP_071387.1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PCIF1 Rabbit pAb
Observações/Alíás	CAPAM; hCAPAM; hPCIF1; C20orf67; PPP1R121; PCIF1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	63935
GeneID	63935
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 da PCIF1 humana (NP_071387.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H4Z3
Peso da Proteína	81 kDa
Transporte	Gelo reciclável