

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pck1 Para Wb - P35558

Número do item: CM0020916



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a PCK1 (PEPCK-C) humano para WB, IP, IF/ICC, IF-P e ELISA. Detecta PCK1 endógeno em amostras humanas, de camundongo e rato. Imunógeno recombinante (aa 490-622).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PCK1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PCKDC; PEPCK1; PEPCKC; PEPCK-C; PCK1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5105
GeneID	5105
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 490-622 da PCK1 humana (NP_002582.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35558
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Bolsa de gelo