

Anticorpo Policlonal Anti-Pcm1 Para Wb, Elisa - Q15154

Número do item: CM0022189



introdução

O PCM1 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal de coelho que visa o material pericentriolar 1 humano (PCM1). Adequado para WB e ELISA, este anticorpo auxilia na investigação do centróssomo e do cílio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PCM1 Rabbit pAb
Observações/Pseudônimo	PTC4; RET/PCM-1; PCM1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5108
Imunogénio	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1921-2025 do NINJ1 humano (NP_006188.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q15154
Peso Proteico	229kDa
Envio	Saco de gelo