

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pcm1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15154

Número do item: CM0023211



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PCM1 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com PCM1 humano e de camundongo (aproximadamente 229 kDa), direcionando-se à região N-terminal. Adequado para pesquisa de centróssomo e cílio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PCM1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PTC4; RET/PCM-1; PCM1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5108
GeneID	5108
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do PCM1 humano (NP_006188.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q15154
Peso Proteico	229kDa
Envio	Saco de gelo