


Anticorpo Policlonal Anti-Pcmt1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P22061

Número do item: CM0028966



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PCMT1 humano (PIMT), validado para WB, IF/ICC, IP e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa de reparo de proteínas e envelhecimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PCMT1 Rabbit pAb
Observações/Alias	PIMT; PCMT1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5110
GeneID	5110
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P22061
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Bolsa de gelo