


Anti-Pcna Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P12004

Número do item: CM0003877



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-PCNA de alta qualidade validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato e macaco verde africano. Tem como alvo o antígeno nuclear de célula em proliferação de 29kDa envolvido na replicação e reparo do DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PCNA mAb de Coelho
Observações/Apelido	ATLD2; PCNA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5111
GeneID	5111
Imunógeno	Peptídeo Sico: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 162-261 do PCNA humano (NP_002583.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Macaco verde africano
SWISS	P12004
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Saco com gelo