


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pcna Para Wb, Ihc-P, Elisa - P12004

Número do item: CM0014020



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à PCNA (P12004), adequado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, camundongo. Ideal para estudar replicação, reparo de DNA e proliferação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PCNA Rabbit pAb
Observações/Apelido	ATLD2; PCNA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5111
ID do Gene	5111
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 162-261 da PCNA humana (NP_002583.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P12004
Peso Proteico	29kDa
Envio	Em saco de gelo