


Anti-Pcna Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12004

Número do item: CM0014716



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PCNA humano (grampos deslizantes de DNA). Aprovado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de replicação e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PCNA pAb de Coelho
Observações/Apelido	ATLD2; PCNA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5111
GeneID	5111
Imunógeno	Peptídeo sintético (aa 162-261 do PCNA humano, NP_002583.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P12004
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Saco com gelo