

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pcnt Para Wb, If/Icc, Elisa - 095613

Número do item: CM0023653

introdução

Este anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PCNT humano (Pericentrina) é adequado para Western blot, imunofluorescência/imunocitoquímica e ELISA. Ele apresenta reatividade cruzada com rato e é uma ferramenta essencial para pesquisa de centrossomos e microtúbulos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PCNT pAb de Coelho
Observações/Apelido	KEN; PCN; MOPD2; PCNT2; PCNTB; PCTN2; SCKL4; PCNT
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5116
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	095613
Peso Proteico	378kDa
Envio	Saco de gelo