

Anticorpo Policlonal Anti-Pcnx1 Para Wb, Elisa - Q96Rv3

Número do item: CM0020231

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PCNX1 humano (proteína tipo pecanex 1). Aplicável para Western blot e ELISA. Imunogénio: péptido sintético dentro dos aminoácidos 2250-2341. Validado para amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PCNX1 pAb de Coelho
Observações/Pseudónimo	PCNX; PCNXL1; pecanex; PCNX1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	22990
GeneID	22990
Imunogénio	Péptido sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96RV3
Peso Proteico	259kDa
Envio	