

Anticorpo Monoclonal Anti-Pcpe-1 Para Wb E Elisa - Q15113

Número do item: CM0005037



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra PCPE-1 humano, validado para WB e ELISA com reatividade para humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de processamento de colágeno e biologia da matriz extracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PCPE-1 Anticorpo mAb de Coelho
Apelido	PCPE; PCPE1; PCPE-1
Espécie	Humano
ID do Gene	5118
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 304-449 do TLR4 humano (NP_002584.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15113
Peso Proteico	48 kDa
Remessa	Saco de gelo