

Anticorpo Policloonal Anti-Pcsk1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P29120

Número do item: CM0018529



introdução

Anticorpo policlonal de coelho purificado por afinidade contra PCSK1 humano (Conversase Neuroendócrina 1). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de processamento de pro-hormônios e distúrbios neuroendócrinos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PCSK1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PC1; PC3; NEC1; SPC3; PC1/3; BMIQ12; PCSK1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5122
GeneID	5122
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-170 da PCSK1 humana (NP_000430.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P29120
Peso da Proteína	84kDa
Envio	Bolsa de gelo