

Anticorpo Monoclonal Anti-Pcsk9 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Nbp7

Número do item: CM0006871



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho anti-PCSK9 humano validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta PCSK9 humano e de camundongo, essencial para pesquisa de homeostase do colesterol.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PCSK9 Rabbit mAb
Observações/Apelido	PCSK9; FH3; HCHOLA3; LDLQC1; NARC-1; NARC1; PC9; pró-proteína convertase subtilisina/cexina tipo 9
Espécie	Humano
GeneID (humano)	255738
GeneID	255738
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 31-692 do PCSK9 humano (NP_777596.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8NBP7
Peso Molecular da Proteína	20 kDa/74 kDa
Transporte	Saco de gelo