

Anticorpo Policlonal Anti-Pcsk9 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q8Nbp7

Número do item: CM0021782



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PCSK9, adequado para WB, IF/ICC, IP e ELISA em amostras humanas e de rato. Auxilia na pesquisa da homeostase do colesterol e degradação do LDLR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PCSK9 Coelho pAb
Observações/Apelido	PCSK9; FH3; HCHOLA3; LDLCQ1; NARC-1; NARC1; PC9; proproteína convertase subtilisina/caxina tipo 9
Espécie	Humano
GeneID	255738
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 31-692 do PCSK9 humano (NP_777596.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q8NBP7
Peso Molecular da Proteína	20kDa/74kDa
Transporte	Saco de Gelo