

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pcsk9 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q80W65

Número do item: CM0019325

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PCSK9 de camundongo (UniProt Q80W65), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de metabolismo do colesterol e degradação do receptor LDL.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Especificação                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | PCSK9 Coelho pAb                                                                                                                 |
| Observações/Alias   | FH3; PC9; Narc1; HCHOLA3; PCSK9                                                                                                  |
| Espécie             | Camundongo                                                                                                                       |
| GeneID (humano)     | 100102                                                                                                                           |
| GeneID              | 100102                                                                                                                           |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-694 da PCSK9 de camundongo (NP_705793.1) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                           |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                         |
| SWISS               | Q80W65                                                                                                                           |
| Peso Proteico       | 74KDa                                                                                                                            |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                    |