

Anticorpo Policlonal Anti-Pcyt1A Para Wb E Elisa - P49585

Número do item: CM0023970

introdução

Anticorpo policlonal de coelho PCYT1A de alta qualidade validado para WB e ELISA. Reage com PCYT1A humano e de camundongo. Adequado para pesquisa de biossíntese de fosfatidilcolina e distúrbios metabólicos relacionados.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PCYT1A Rabbit pAb
Observações/Apelido	CT; CTA; CCTA; CTPCT; PCYT1; SMDCRD; CCTalpha; PCYT1A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5130
ID do Gene	5130
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do PCYT1A humano (NP_001299602.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P49585
Peso Proteico	42kDa
Envio	Saco de gelo