

Anticorpo Policlonal Anti-Pcyt2 Para Wb, Elisa - Q99447

Número do item: CM0015103



introdução

Anticorpo policlonal de coelho PCYT2, validado para Western blot (WB) e ELISA. Detecta PCYT2 endógeno em amostras humanas, de camundongo e de rato. Útil para estudar a síntese de fosfatidiletanolamina, biologia de membranas e doenças neurodegenerativas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	PCYT2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ET, SPG82, PCYT2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5833
ID do Gene	5833
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-389 do PCYT2 humano (NP_002852.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99447
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco com gelo