

Anticorpo Policlonal Anti-Pd-1/Cd279 Para Wb, If-P, Elisa - Q02242

Número do item: CM0022636



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o PD-1/CD279 de camundongo, um receptor inibitório de ponto de verificação imunológico, adequado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Ideal para estudar tolerância de células T e imunologia tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PD-1/CD279 Coelho pAb
Observações/Apêndice	PD-1; Pdc1; Ly101; PD-1/CD279
Espécie	Camundongo
ID do Gene	18566 (Camundongo)
Imunógeno	Proteína recombinante de PD-1/CD279 de camundongo
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q02242
Peso Molecular da Proteína	32kDa
Envio	Em saco de gelo