

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pd-1/Cd279 Para Wb, If-P, Elisa - Q15116

Número do item: CM0018677



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PD-1/CD279 humano (SWISS Q15116), validado para WB, IF-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em imuno-oncologia e desenvolvimento de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PD-1/CD279 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-I; hSLE1; PD-1/CD279
Espécies	Humano, Camundongo, Rato
ID do Gene	5133
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 205-259 do PD-1/CD279 humano (NP_005009.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15116
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Saco com gelo