

Anticorpo Monoclonal Anti-Pd-L1/Cd274 Para Fc - Q9Nzq7

Número do item: CM0005952



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano PD-L1/CD274 conjugado com , validado para citometria de fluxo. Reage com humano. Explore a via PD-L1/PD-1 na pesquisa de checkpoint imunológico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Humano PD-L1/CD274
Observações/Apelido	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	29126
GeneID	29126
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-290 da PD-L1/CD274 humana (Q9NZQ7
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NZQ7
Peso Proteico	33kDa
Envio	Bolsa de gelo