

Anticorpo Monoclonal Anti-Pd-L1/Cd274 Para Wb, Elisa - Q9Nzq7

Número do item: CM0002284



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra PD-L1/CD274 humano (Q9NZQ7), adequado para Western blot e ELISA. Essencial para pesquisas sobre regulação de checkpoint imunológico, modulação de células T e mecanismos de imunoescape tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho PD-L1/CD274
Observações/Apelido	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1; PD-L1/CD274
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	29126
GeneID	29126
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-290 do PD-L1/CD274 humano (Q9NZQ7)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NZQ7
Peso Proteico	33kDa
Envio	Em saco de gelo