

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pd-L1/Cd274 Para Wb, If/Icc, Elisa, Inibição - Q9Nzq7

Número do item: CM0011158



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho PD-L1/CD274 produzido contra proteína recombinante, para ensaios de WB, IF/ICC, ELISA e inibição. Específico para PD-L1 humano, validado para pesquisa de checkpoint imunológico e estudos de imunoterapia contra o câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho PD-L1/CD274
Observações/Apelido	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	29126
ID do Gene	29126
Imunógeno	Proteína recombinante de PD-L1/CD274 humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA, Inibição
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NZQ7
Peso Proteico	33kDa
Envio	Em saco de gelo