

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pd-L1/Cd274 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Nzq7

Número do item: CM0022915



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PD-L1/CD274 de alta qualidade, validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Deteta PD-L1 humano, de ratinho e de rato; adequado para estudos de imunoterapia contra o cancro e de tolerância imunitária.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PD-L1/CD274 Rabbit pAb
Observações/Alcunhas	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1; PD-L1/CD274
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	29126
GeneID	29126
Imunogénio	Péptido sintético Um péptido sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 190-290 de PD-L1/CD274 humano (NP_054862.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, ratinho, rato
SWISS	Q9NZQ7
Peso da proteína	33 kDa
Envio	Bolsa de gelo