

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Pd-L1/Cd274 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nzq7

Número do item: CM0017539



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PD-L1/CD274 de alta qualidade validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Ferramenta essencial para estudar pontos de verificação imunológicos e imunologia tumoral em contextos de diagnóstico e pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PD-L1/CD274 Coelho pAb
Observações/Apêndice	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1; PD-L1/CD274
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	29126
GeneID	29126
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 19-238 do PD-L1/CD274 humano (NP_054862.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9NZQ7
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de Gelo