

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pd-L2/Cd273/B7-Dc Para Wb, Elisa - Q9Wul5

Número do item: CM0022870



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PD-L2 de camundongo (CD273/B7-DC), adequado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com rato. Útil para pesquisa em tolerância imunológica e vias de pontos de verificação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PD-L2/CD273/B7-DC Rabbit pAb
Observações/Apelido	Btdc; B7-DC; PD-L2; F730015022Rik; PD-L2/CD273/B7-DC
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	58205
GeneID	58205
Imunógeno	Proteína recombinante de PD-L2/CD273/B7-DC de camundongo.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9WUL5
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco de gelo