

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pdc Para Wb, Ihc-P, Elisa - P20941

Número do item: CM0025072

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-PDC para detecção de fosducina (28 kDa) em WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Validado para estudos de fototransdução visual e metabolismo de fotorreceptores. Para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDC Rabbit pAb
Observações/Apêndice	PHD; MEKA; PhLP; PhLOP; PDC
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5132
ID do Gene	5132
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-246 da PDC humana (NP_002588.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P20941
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco de gelo