


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pdcd4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q53EI6

Número do item: CM0009443



introdução

mAb de coelho contra PDCD4 para aplicações em WB, IHC-P e ELISA. Reconhece PDCD4 humano, de camundongo e de rato (52 kDa), um inibidor da tradução e supressor tumoral. Ideal para pesquisas oncológicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra PDCD4
Observações/Apelido	H731; PDCD4
Espécie	Humana
GeneID (humano)	27250
GeneID	27250
Imunógeno	Peptídeo sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 370-469 do PDCD4 humano (Q53EL6).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q53EL6
Peso da Proteína	52 kDa
Envio	Bolsa de gelo