


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pdcd4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q53EI6

Número do item: CM0021069



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PDCD4 humano, validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Detecta PDCD4 de humano, camundongo e rato. Útil para estudos de apoptose, regulação da tradução e supressor tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDCD4 Rabbit pAb
Observações/Alias	H731; PDCD4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	27250
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 da PDCD4 humana (NP_055271.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q53EL6
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Bolsa de gelo