


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pdcd4 (Validado Por Ko) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q53EI6

Número do item: CM0025121



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PDCD4 validado por KO detecta PDCD4 humano/camundongo (SWISS Q53EL6, 52kDa) em WB, IHC-P, ELISA. Alvo supressor de tumor que inibe tradução e transformação neoplásica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] PDCD4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	H731; D4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	27250
ID do Gene	27250
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do PDCD4 humano (NP_055271.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q53EL6
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Saco de gelo