


Anticorpo Policlonal Anti-Pdcd5 Para Wb, If/Icc, Elisa - O14737

Número do item: CM0024919



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra o PDCD5 humano (TFAR19). Validado para WB, IF/ICC, ELISA com ampla reatividade de espécies (humano, rato, camundongo). Suporta estudos de apoptose e resposta a danos no DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDCD5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	TFAR19; PDCD5
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9141
GeneID	9141
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-125 do PDCD5 humano (NP_004699.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14737
Peso Proteico	14kDa
Envio	Saco de Gelo