

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pdcd7 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N8D1

Número do item: CM0003913



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado ao PDCD7 humano. Validado para western blot, IHC-P e ELISA; detecta PDCD7 em amostras humanas, de camundongo e de rato. Utilizado em pesquisa de apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDCD7 Rabbit mAb
Observações/Alias	59K, ES18, HES18, PDCD7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10081
ID do Gene	10081
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do PDCD7 humano (Q8N8D1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N8D1
Peso Proteico	55 kDa
Envio	Bolsa de gelo